

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 17.60XL EVOLUTION



Πτυσσόμενο ενισχυμένο πλαίσιο με διπλό χιαστί από χάλυβα βερνικωμένο, σύστημα ρύθμισης που επιτρέπει την αύξηση του βάθους καθίσματος έως 8 εκ.

Συνθετικά υφάσματα, ατοξικά και υποαλλεργικά που πλένονται και αφαιρούνται ευκολά. Ρυθμιζόμενη πίσω πλάτη σε ύψος +8 εκ. Αναπαυτικά υποβραχιόνια, με κούμπωμα μπροστά, εξοπλισμένα με πλαϊνά προστατευτικά.

Ενισχυμένοι συμπαγείς πίσω τροχοί Ø 600 mm, συναρμολογημένοι με ρουλεμάν και εξοπλισμένοι με φρένο στάθμευσης. Υποστήριξη πίσω τροχών που ρυθμίζονται. Ξεχωριστά ρυθμιζόμενα υποπόδια με ενιαίο πιάτο. Περιστρεφόμενα και αφαιρούμενα υποπόδια με γρήγορη αποδέσμευση και με πλήρη αποσπώμενο ιμάντα στήριξης ποδιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 17.60XL	
Υψος	95-104 cm
Μήκος	106 cm
Υψος μπράτσου	70 cm
Υψος καθίσματος	50 cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	160 kg
Μέγιστη κλίση	10°
Πλάτος	70-75-80 cm
Πλάτος καθίσματος	50-55-60 cm
Υψος πλάτης	45 + 8 cm
Κλίση πλάτης	98°