

## **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΚ9132**



Το χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο BeFree ΥΚ 9132 είναι κατασκευασμένο από ατσάλι στιβαρής κατασκευής , διαθέτει συμπαγείς πίσω ρόδες 24" και μπροστινές ρόδες 8" . Τα πλαϊνά προστατευτικά μπράτσα είναι αποσπώμενα και διαθέτουν μακρύ προστατευτικό επενδυμένο μπράτσο υποπόδια είναι ανακλινόμενα και αποσπώμενα με προστατευτικά μαξιλαράκια στο ύψος της κνήμης. Διαθέτει ανακλινόμενη πλάτη με προέκταση από 90 -180 μοίρες. Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν και ειδικά ροδάκια μη ανατροπής (anti-tip)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΚ9132	
Συνολικό μήκος	123 cm
Συνολικό πλάτος	52 cm
Συνολικό ύψος	126 cm
Συνολικό πλάτος (όταν κλείνει)	31 cm
Πλάτος καθίσματος	45 cm
Βάθος καθίσματος	40 cm
Υψος πλάτης	50 cm
Απόσταση από το έδαφος	50 cm
Μεγιστη αντοχή βάρους	110 kg
Μπροστά ροδάκια	8"
Πίσω ροδάκια	24"