
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 12.70 ACTIVA 4LIFE



Με συμπαγές πλαίσιο αλουμινίου και μικρό για τη μεταφορά. Με ενισχυμένη πλάτη, κάθισμα και στήριξη πλάτης. Η πλάτη είναι ρυθμιζόμενη με κλίση έως 12° και σε ύψος μέχρι +8 εκ. , αναδιπλώνεται προς τα εμπρός για εξοικονόμηση χώρου κατά τη διάρκεια μίας μεταφοράς. Το κάθισμα ρυθμιζεται σε βάθος μέχρι +6 εκ. και με κλίση έως 12°.

Πλαϊνά πλαίσια κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά, ρυθμιζόμενα σε ύψος και αποσπώμενα. Υποπόδια από ντουραλίνιο, ρυθμιζόμενα σε ύψος και γωνία.

Πλαϊνή στήριξη των πίσω τροχών με θέσεις για τη ρύθμιση του βάθους. Με σύστημα ρύθμισης της κλίσης και του camber από 0° έως 5° των πίσω τροχών κατόπιν αιτήματος. Το κάθισμα είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος από 44 έως 50 εκ. με κλίση από +14° έως -4°.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 12.70	
Υψος	78-84 cm
Μήκος	87 cm
Υψος μπράτσου	72cm
Υψος καθίσματος	44-50 cm
Πλάτος καθίσματος	38-40-42-44-46-48-50-52-54-56 cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	120 kg
Μέγιστη κλίση	8°
Πλάτος	59-79 cm
Μήκος καθίσματος	42 + 10 cm
Υψος πλάτης	34-42 cm
Πίσω κλίση	90° – 102°

