

---

## **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 17.57N EVOLUTION ACTIVA**

---



Το αναπηρικό αμαξίδιο Evolution Activa είναι ένα πτυσσόμενο αμαξίδιο με σκελετό κατασκευασμένο από αλουμίνιο και συνθετικά υλικά. Το υποπόδιο μπορεί να αφαιρεθεί για εξοικονόμηση χώρου όταν διπλώνεται το αμαξίδιο. Οι οπίσθιοι τροχοί είναι φουσκωτοί διαμέτρου  $\varnothing 600$  με σύστημα εύκολης απόσπασης και οι πρόσθιοι τροχοί έχουν διάμετρο  $\varnothing 120$ . Στην πλάτη του αμαξιδίου υπάρχουν χερούλια συνοδού ρυθμιζόμενα στο ύψος. Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε το βάθος του καθίσματος ως + 8 cm.

Μέγιστη αντοχή βάρους 120 kg.

<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 17.57N</b>	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	104-112cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	58-68cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	79-87cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44-52cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46-52cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	34-44cm
ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΗΣ	98°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ	120kg
ΜΠΡΟΣΤΑ ΡΟΔΕΣ	6"
ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ	24"
ΒΑΡΟΣ	14kg
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΠΡΑΤΣΑ	ΟΧΙ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	ΝΑΙ
TILTING	ΟΧΙ
QUICK RELEASE	ΝΑΙ