

## **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 17.70N EVOLUTION ACTIVA COMPACT**



Το Evolution Activa Compact είναι μία λειτουργική επέκταση των βασικών στοιχείων της σειράς Evolution. Με τη νέα σειρά Compact, πέτυχαμε τη μέγιστη μείωση των συνολικών διαστάσεων, διατηρώντας παράλληλα ένα ρυθμιζόμενο κάθισμα που μπορεί να ταιριάζει σε χρήστες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.

Πτυσσόμενο πλαίσιο με διπλό χιαστί από ντουραλίνι και σύνθετα υλικά. Έχει δυνατότητα αλλαγής του βάθους καθίσματος, της διαρρύθμισης και της διανομής του βάρους. Είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση ύψους, ενιαίο υποπόδιο (ρυθμιζόμενο σε ύψος και κλίση στα πόδια) με ταπετσαρία καθίσματος με μάντες και προστατευτικά πλαϊνά.

<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 17.70N</b>	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	83-91cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	58-68cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	79-87cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44-52cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46-52cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	34-42cm
ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	8°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ	120kg
ΜΠΡΟΣΤΑ ΡΟΔΕΣ	6"
ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ	24"
ΒΑΡΟΣ	13kg
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΠΡΑΤΣΑ	ΟΧΙ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	ΝΑΙ
TILTING	ΟΧΙ