

---

## **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 17.60N EVOLUTION STANDARD**

---



Το Evolution Standard είναι ένα χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο, πτυσσόμενο από επιχρωμιωμένο αλουμίνιο. Διαθέτει "Desk" αναδιπλώμενα ενδεδυμένα με ειδικό αφρολέξ μπράτσα, αφαιρούμενα υποπόδια, περιστρεφόμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος. Είναι εξοπλισμένο με φουσκωτούς οπίσθιους τροχούς διαμέτρου 600 και συμπαγείς εμπρόσθιους τροχούς διαμέτρου 180. Διαθέτει την δυνατότητα ρύθμισης του κέντρου βάρους με απλή και εύκολη μετατόπιση των τροχών.

<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 17.60N</b>	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	104-112cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	58-60-62-64-66-68cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	93-102cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44-52cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46-52cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	41-49cm
ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΗΣ	98°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ	120kg
ΜΠΡΟΣΤΑ ΡΟΔΕΣ	8"
ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ	24"
ΒΑΡΟΣ	16kg
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΠΡΑΤΣΑ	ΝΑΙ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	ΝΑΙ
TILTING	ΟΧΙ