
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 17.68N EVOLUTION LIGHT



Το Evolution Light είναι ένα πτυσσόμενο αμαξίδιο από αλουμίνιο. Τα υποπόδια είναι αποσπώμενα και αναδιπλούμενα και ρυθμίζονται στο ύψος του χρήστη. Τα πλαϊνά στηρίγματα χεριών (υποβραχιόνια) είναι επενδεδυμένα για να προστατεύουν τα μπράτσα και είναι διαμορφωμένα ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση του αμαξιδίου σε τραπέζι. Η πλάτη ρυθμίζεται στο ύψος από ειδικά διαμορφωμένους ιμάντες οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν και την κλίση της πλάτης. Οι οπίσθιοι τροχοί είναι φουσκωτοί διαμέτρου \varnothing 600 και διαθέτουν σύστημα εύκολης απόσπασης ενώ οι πρόσθιοι τροχοί έχουν διάμετρο \varnothing 180. Διαθέτει την δυνατότητα ρύθμισης του κέντρου βάρους με απλή και εύκολη μετατόπιση των τροχών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 17.68N	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	104-112cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	60-70cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	93-101cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	36-38-40-42-44-46-48-50cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44-52cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44-52cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	41-49cm
ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΗΣ	98°
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ	120kg
ΜΠΡΟΣΤΑ ΡΟΔΕΣ	8"
ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ	24"
ΒΑΡΟΣ	15kg
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΠΡΑΤΣΑ	ΝΑΙ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	ΝΑΙ
TILTING	ΟΧΙ
QUICK RELEASE	ΝΑΙ