

---

## **HS-328**

### **Mobility Scooter**

---



Το HS-328 είναι ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο οικονομικό και κατάλληλο για ταξίδια.

Το HS-328 είναι ένα αμαξίδιο κατάλληλο για μεταφορά μεσαίας κατηγορίας με 4 ρόδες. Είναι ιδανικό για μικρά και γρήγορα ταξίδια. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα μοντέλα της κατηγορίας του το HS-328 έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Μεγαλύτερο χώρο για τα πόδια.
- Μεγαλύτερες μπαταρίες για περισσότερη αυτονομία.
- Αυξημένη ισχύς κινητήρα.
- LED φώτα για καλύτερη ορατότητα και ασφάλεια.
- Πολύ άνετο κάθισμα.

<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HS-328</b>	
Συνολικό μήκος	112cm
Συνολικό πλάτος	59cm
Συνολικό ύψος	93,5cm
Ρόδες μπροστά	22,5cm
Ρόδες πίσω	22,5cm
Βάρος προϊόντος	55kg
Μέγιστη ταχύτητα	8km/H
Μέγιστη αντοχή βάρους	136kg
Απόσταση από το έδαφος	5,2cm
Καμπύλη αναρρίχησης	4cm
Ακτίνα περιστροφής	145cm
Πλάτος καθίσματος	46cm
Μοτέρ	250W
Μπαταρία	2 x 12V . 22Ah
Βάρος μπαταρίας	15,5kg
Αυτονομία	17,5km