

---

## **HS-268**

### **Mobility Scooter**

---



**Το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο HS-268 πτύσσεται αυτόματα με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού!**

Το HS-268 είναι ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο πτύσσεται στην κυριολεξία αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού. Περιλαμβάνει κλειδί με αισθητήρα για ξεκλείδωμα και ένα μπρελόκ το οποίο χρησιμοποιείται για να πτύσσεται το scooter. Διαθέτει οθόνη αφής, κλείδωμα με κωδικό, LED φώτα και φώτα φρένων πίσω, ηλεκτρομαγνητικά φρένα και κάθισμα επενδυμένο με μαξιλαράκι.

Το συγκεκριμένο scooter αναδιπλώνεται και γίνεται σαν βαλιτσάκι για να κάνει την μεταφορά του και την αποθήκευσή του πιο εύκολη.

Υπάρχει δυνατότητα να προστεθούν μπράτσα και τσαντάκι.

<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HS-268</b>	
Συνολικό μήκος	Κλειστό 78εκ. / ανοιχτό 95,3εκ.
Συνολικό πλάτος	50εκ.
Συνολικό ύψος	Κλειστό 51εκ. / ανοιχτό 96εκ.
Μπροστά ρόδες	20εκ.
Πίσω ρόδες	20εκ.
Βάρος χωρίς μπαταρίες	29,5kg
Ταχύτητα	8km/H
Μέγιστη αντοχή βάρους	115kg
Απόσταση από το έδαφος	4,3εκ.
Αναρρίχηση	6°
Ακτίνα στροφής	112εκ.
Πλάτος καθίσματος	41,9
Μοτέρ	250W
Μπαταρία	24V , 11,6Ah
Βάρος μπαταρίας	2,8kg
Αυτονομία	20km



**ORTHOSTATICAL**  
*Live with autonomy!*

Θεσσαλονίκη: Ανθέων 27, Συκιές, 566 26 Τηλ. 2310 214 127 Φαξ. 2310 214 590  
Αθήνα: Φανερωμένης 50, 155 62, Χολαργός, Τηλ. 210 8256748 Φαξ. 210 8256782  
Email: [info@orthostatical.gr](mailto:info@orthostatical.gr) [www.orthostatical.gr](http://www.orthostatical.gr)