



ORTHOSTATICAL

REHABILITATION PRODUCTS • WHEELCHAIRS • ORTHOPEDICS

Live with autonomy!

HS-589 Mobility Scooter



Θεσσαλονίκη: Ανθέων 27, Συκιές, 566 26 Τηλ. 2310 214 127 Φαξ. 2310 214 590
Αθήνα: Φανερωμένης 50, 155 62, Χολαργός, Τηλ. 210 8256748 Φαξ. 210 8256782
Email: info@orthostatical.gr www.orthostatical.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρονικό Αναπηρικό Αμαξίδιο SCOOTER HS-589

Μέγιστη ταχύτητα 12 kmph/7.5 kmph,
Αυτονομία 40χλμ,
Μέγιστη αντοχή βάρους 135 kg/300 lbs,
260 mm/12" μπροστινές και πίσω ρόδες,
Καθρέφτης για πίσω ορατότητα και μπροστινό φως,
Κάθισμα (με δυνατότητα περιστροφής και ρύθμισης) με επενδεδυμένη πλάτη και προσκέφαλο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ολικό μήκος (mm/in) 1290
Ολικό πλάτος (mm/in) 625
Ολικό ύψος (mm/in) 980
Μπροστινές ρόδες (mm/in) 290
Πίσω ρόδες (mm/in) 290
Βάρος χωρίς τις μπαταρίες (kg/lb) 66
Μέγιστη ταχύτητα (kmph /mph) 8/5
Μέγιστη αντοχή βάρους (kg/lb) 135/300
Απόσταση από έδαφος (mm/in) 50
Μέγιστη κλίση 12°
Ανάβαση πεζοδρομίου (mm/in) 71.1/2.8
Ακτίνα περιστροφής (mm/in) 1590/62.6
Αναρτήσεις: μη διαθέσιμες
Φρένα: ηλεκτρομηχανικά
Τύπος καθίσματος: υπενδεδυμένο με ταπετσαρίες & περιστρεφόμενο προσκέφαλο
Πλάτος καθίσματος (mm/in) 455
Μοτέρ 700W
Μπαταρίες (amp)(2) 12V.36 Ah