



ORTHOSTATICAL
REHABILITATION PRODUCTS • WHEELCHAIRS • ORTHOPEDICS
Live with autonomy!

HS-928 Mobility Scooter



Θεσσαλονίκη: Ανθέων 27, Συκιές, 566 26 Τηλ. 2310 214 127 Φαξ. 2310 214 590
Αθήνα: Φανερωμένης 50, 155 62, Χολαργός, Τηλ. 210 8256748 Φαξ. 210 8256782
Email: info@orthostatical.gr www.orthostatical.gr



ORTHOSTATICAL

REHABILITATION PRODUCTS • WHEELCHAIRS • ORTHOPEDICS

Live with autonomy!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό Μήκος	1600 mm
Συνολικό πλάτος	720 mm
Συνολικό ύψος	1350 mm
Ρόδες μπροστά	380 mm
Ρόδες πίσω	380 mm
Βάρος scooter με μπαταρίες	178 kg
Μέγιστη ταχύτητα	15 km/h -18kmph
Αντοχή βάρους (χρήστη)	160 -226 kg
Απόσταση από το έδαφος	45mm
Μέγιστη κλίση (ανηφόρα)	9 μοίρες
Ανάβαση πεζοδρομίου	60 mm
Ακτίνα περιστροφής (mm)	1860 mm
Αναρτήσεις	Μπρος & Πίσω
Φρένα	Ηλεκτρομαγνητικά
Τύπος καθίσματος	Περιστρεφόμενο και συρόμενο κάθισμα με προσκέφαλο
Πλάτος καθίσματος	559 mm
Μέγεθος μοτέρ (σε στροφές ανά λεπτό=rpm)	1000w, 4300 η 5000 r.p.m.
Μέγεθος μπαταριών	(2) 12V.100Ah
Βάρος μπαταριών	68.5 kg
Αυτονομία	50 km
Φορτιστής μπαταρίας	15A
Ηλεκτρικά μέρη	Ρυθμιστής ταχύτητας (με ροοστάτη) Λυχνία ένδειξης φόρτισης μπαταριών Διακόπτης εκκίνησης/στάθμευσης on /off

Θεσσαλονίκη: Ανθέων 27, Συκιές, 566 26 Τηλ. 2310 214 127 Φαξ. 2310 214 590
Αθήνα: Φανερωμένης 50, 155 62, Χολαργός, Τηλ. 210 8256748 Φαξ. 210 8256782
Email: info@orthostatical.gr www.orthostatical.gr