



**ORTHOSTATICAL**  
Live with autonomy!

# **BKRTB**

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**RT1**



τοποθέτηση σε πλάτος από 340mm έως 380mm

**RT2**



τοποθέτηση σε πλάτος από 340mm έως 380mm

**RT3**



τοποθέτηση σε πλάτος από 340mm έως 380mm

**RT4**



τοποθέτηση σε πλάτος από 400mm έως 460mm

**RT5**



τοποθέτηση σε πλάτος από 400mm έως 460mm

**RT6**



τοποθέτηση σε πλάτος από 400mm έως 460mm

**Βάρος  $\pm$  700gr**

Παρέχεται με επένδυση υψηλής πυκνότητας αφρού 30 mm και επένδυση από άφλεκτο και αναπνεύσιμο ύφασμα.

Η πλάτη μπορεί να τοποθετηθεί στο αναπηρικό αμαξίδιο είτε με κεντρική είτε με πλευρική σύνδεση.

Και οι 2 συνδέσεις εγγυώνται ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων.

**CLACE-Κεντρική σύνδεση**



προσαρμογή σε σωλήνα  $\varnothing$  19/22/25mm

**CLALA-Πλευρική σύνδεση**



προσαρμογή σε σωλήνα  $\varnothing$  22/25mm



**ORTHOSTATICAL**  
Live with autonomy!