



ORTHOSTATICAL
Live with autonomy!

BKRTS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ST1



τοποθέτηση σε πλάτος από 340mm έως 380mm

ST2



τοποθέτηση σε πλάτος από 340mm έως 380mm

ST3



τοποθέτηση σε πλάτος από 340mm έως 380mm

ST4



τοποθέτηση σε πλάτος από 400mm έως 460mm

ST5



τοποθέτηση σε πλάτος από 400mm έως 460mm

ST6



τοποθέτηση σε πλάτος από 400mm έως 460mm

Βάρος ± 600gr

Παρέχεται με επένδυση υψηλής πυκνότητας αφρού 30 mm και επένδυση από άφλεκτο και αναπνεύσιμο ύφασμα.

Η πλάτη μπορεί να τοποθετηθεί στο αναπηρικό αμαξίδιο είτε με κεντρική είτε με πλευρική σύνδεση.

Και οι 2 συνδέσεις εγγυώνται ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων.

CLACE-Κεντρική σύνδεση



προσαρμογή σε σωλήνα Ø 19/22/25mm

CLALA-Πλευρική σύνδεση



προσαρμογή σε σωλήνα Ø 22/25mm



ORTHOSTATICAL
Live with autonomy!

Θεσσαλονίκη 2310 214127 Αθήνα 210 8256748 email: info@orthostatical.gr www.orthostatical.gr