

BKRTK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



επιλογή ύψους 225mm και 265mm



τοποθέτηση σε πλάτος από 220mm έως 280mm

Βάρος \pm 900gr

Παρέχεται με επένδυση υψηλής πυκνότητας αφρού 30 mm και επένδυση από άφλεκτο και αναπνεύσιμο ύφασμα.

Η πλάτη μπορεί να τοποθετηθεί στο αναπηρικό αμαξίδιο με κεντρική σύνδεση και εγγυάται ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων.

CLACE-Κεντρική σύνδεση



προσαρμογή σε σωλήνα \varnothing 19/22/25mm