

# NRIN



## PRODUCTS

2022

# **BACKREST** LINE

## **ARIA BACKREST LINE**

Gli schienali Aria sono stati progettati per assicurare una **corretta postura** e il **massimo contenimento** senza inibire il **movimento del busto** e degli **arti superiori**.

La linea di schienali Aria risponde a tutte le esigenze e necessità dell'utente. La scelta varia a seconda del peso, del materiale e del tipo di avvolgenza.

Gli schienali della linea Aria Backrest sono **compatibili con la maggior parte delle carrozzine** a telaio rigido presenti nel mercato. Possono essere montati **centralmente**, con **morsetto CLACE** adattabile su tubi Ø 19/22/25mm, oppure **lateralmente**, con **morsetto CLALA**, adattabile su tubi Ø 22/25mm. Entrambi gli attacchi garantiscono ampie possibilità di regolazioni.

A completamento della scocca, viene fornita un'**imbottitura** con schiuma ad alta densità di spessore 30mm con il relativo rivestimento in materiale ignifugo e traspirante.

*The Aria backrests have been designed to provide **correct posture** and **maximum restraint** without inhibiting the movement of the torso and upper limbs.*

*Aria backrest line meets all user needs and requirements. The choice depends on weight, material and type of wrap.*

*All models are designed to **fit most of the rigid frame wheelchairs** on the market and can be fitted to the wheelchair either **centrally** with the **CLACE clamp**, adaptable to Ø 19/22/25mm tubes, or **laterally** with the **CLALA clamp**, adaptable to Ø 22/25mm tubes. Both clamps guarantee a wide range of adjustments.*

*To complete the shell, a 30mm thick high-density foam **padding** is supplied, together with the relative covering in fireproof and breathable material.*

**CLACE CLAMP**



**CLALA CLAMP**



# BKRTR

ADULT ADULTO  
CARBON SHELL SCOCCA CARBONIO

Lo schienale per Aria BKRTR è il supporto più indicato per chi cerca la **stabilizzazione del tronco e del bacino** ma senza rinunciare alla leggerezza e alla libertà di movimento. Garantisce una curvatura della colonna vertebrale ottimale per **migliorare la stabilità e aumentare il comfort**.

Questo modello è realizzato in **fibra di carbonio** e ha un peso di circa **700gr**.

Per lo schienale Aria BKRTR è possibile scegliere tra tre altezze di scocca differenti e due diverse larghezze.

Inquadra il qr code



*The Aria BKRTR backrest is the most suitable support for those **seeking stabilization of the trunk and pelvis** without sacrificing lightness and freedom of movement. Provides optimal spine curvature for **improved stability and increased comfort**.*

*This model is made of **carbon fiber** and weights of about **700gr**.*

*For the Aria BKRTR wheelchair backrest, there is a choice of three different shell heights and two different widths.*

Scan the qr code



# BKRTS

ADULT ADULTO  
CARBON SHELL SCOCCA CARBONIO

Aria BKRTS è uno schienale posturale per carrozzine superleggero in fibra di carbonio con design progettato per assicurare la **completa libertà di movimento del tronco**. Questo schienale è perfetto per chi ha una vita attiva e predilige un **supporto basso per il busto**.

Lo schienale posturale BKRTS è realizzato in **fibra di carbonio** e ha un peso di circa **600gr**: è lo schienale per sedie a rotelle più leggero della linea Aria Backrest.

Per lo schienale Aria BKRTS è possibile scegliere tra tre altezze di scocca differenti e due diverse larghezze.

Inquadra il qr code



*The Aria BKRTS is a lightweight postural backrest for wheelchairs with an engineered design that ensures **complete freedom of torso movement**. This backrest is perfect for those with active lives who prefer **low torso support**.*

*The BKRTS wheelchair postural backrest is made of **carbon fiber** and has a weight of about **600gr**: it is the lightest wheelchair backrest of the Aria Backrest line.*

*For the Aria BKRTS wheelchair backrest, there is a choice of three different shell heights and two different widths.*

Scan the qr code



# BKRTA

ADULT ADULTO  
ALLUMINIUM SHELL SCOCCA ALLUMINIO

Aria BKRTA si adatta perfettamente al tratto **dorso-lombare** garantisce un buon contenimento, senza inibire i movimenti di busto e braccia.

La scelta dell'**alluminio** per la scocca dello schienale garantisce un peso di circa **1000gr** ed è verniciata a polveri epossidiche per garantire una maggiore durezza.

Aria BKRTA è disponibile in **due versioni**: Deep e Active. La versione **Deep** garantisce una stabilizzazione del tronco maggiore rispetto alla versione **Active**, che invece assicura la massima libertà di movimento e flessione del tronco.

Puoi inoltre scegliere tra tre altezze di scocca differenti e due diverse larghezze.

Inquadra il qr code



*Aria BKRTA adapts perfectly to the back and lower back and provides good support without inhibiting the movement of the upper body and arms.*

*The choice of **aluminium** for the body of the backrest guarantees a weight of about **1000gr** and is painted with epoxy powders to ensure greater durability.*

*Aria BKRTA backrest is available in **two versions**: Deep and Active. The **Deep** version guarantees greater stabilization of the trunk than the **Active** version, which instead ensures maximum freedom of movement and flexion of the trunk.*

*You can choose between three different shell heights and two different widths.*

Scan the qr code



# BKRTK

PEDIATRIC PEDIATRICO  
ALLUMINIUM SHELL SCOCCA ALLUMINIO

Lo schienale Aria BKRTK è studiato per l'**utente pediatrico** e accompagnerà il bambino nella crescita e nella scoperta della propria autonomia.

La scelta dell'**alluminio** per la scocca dello schienale garantisce un peso di circa **900gr** ed è verniciata a polveri epossidiche per garantire una maggiore durezza.

Per lo schienale Aria BKRTK è possibile scegliere tra due altezze di scocca differenti e due diverse larghezze.

Inquadra il qr code



*The Aria BKRTK backrest is designed for the **pediatric user** and will accompany the child as he or she grows and discovers independence.*

*The choice of **aluminium** for the body of the backrest guarantees a weight of about **900gr** and is painted with epoxy powders to ensure greater durability.*

*For the Aria BKRTK wheelchair backrest, you can choose between two different shell heights and two different widths.*

Scan the qr code



## **ARIA WHEELS SRL**

*Registered Office*  
*Via della Divisione Torino, 92*  
*00143 Rome - Italy*

*Production Department*  
*Via A. Volta 7/G 36030*  
*Costabissara (VI) - Italy*

*info@ariawheels.com*  
**TEL / FAX +39 0444 701414**  
**MOBILE +39 3333 218665**  
**VAT ID IT 12848301003**

book a test drive



***www.ariawheels.com***

**IL TUO RIVENDITORE ARIA**  
**YOUR ARIA DEALER**

**FOLLOW US**

