

# KID



**ORTHOSTATICAL**

*Live with autonomy!*

# KID

## ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ

Χρήση για παιδιά

Σταθερός σκελετός

Πολυ-ρυθμιζόμενο

Το KID είναι το ελαφρύ αναπηρικό αμαξίδιο που ακολουθεί το παιδί στην ανάπτυξή του. Καινοτόμο, ρυθμιζόμενο και πραγματικά ελαφρύ. Το KID είναι ικανό να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου για να ακολουθεί τις ανάγκες του παιδιού.

Το KID είναι εξοπλισμένο με ένα ενσωματωμένο σύστημα που επιτρέπει την ρύθμιση αύξησης του βάθους του καθίσματος κατά 4 cm και ένα προαιρετικό kit για την αύξηση του πλάτους του αμαξιδίου. Είναι επίσης δυνατή η παρέμβαση στη μέτρηση του μήκους από το γόνατο έως την φτέρνα, στο κέντρο βάρους και στην γωνία της πλάτης.

Μαζί με την ανεξαρτησία έρχεται και η αυτοπεποίθηση.

Κάθε λεπτομέρεια στο KID έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στα παιδιά την δυνατότητα να έχουν πρόβαση στους τροχούς με τον καλύτερο τρόπο για μια αποτελεσματική ώθηση.

Μπορεί να ταξινομηθεί ως ελαφρού τύπου αμαξίδιο αφού το βάρος του είναι περίπου 4.5 kg.



ORTHOSTATICAL  
*Live with autonomy!*