

## RS940



Αμαξίδιο για μπάνιο και για ντουζ. Σκελετός αλουμινίου, με ανακλινόμενα μπράτσα, αποσπώμενα και περιστρεφόμενα υποπόδια και ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος. Κάθισμα και πλάτη επενδυμένα από θερμοστατικό PVC. **Διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες , οι δύο μπροστινές με φρένο Ø των 10 cm.**

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Πάχος επένδυσης 5,5 cm**

**Διαστάσεις τρύπας WC 22 cm**

**Διαστάσεις commode κάθισμα**

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ CM							
<b>RS940</b>	90	59	41	95	73	50	38/43
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ CM							
<b>RS940</b>	41	40	57	9,5	10	10	110