

RC210



Αμαξίδιο μπάνιου από βερνικωμένο ατσάλι, με αποσπώμενη και περιστρεφόμενη πλάτη και ροδάκια.

Άνετο αμαξίδιο μπάνιου από ατσάλι βερνικωμένο, χρώματος γκρι, με αποσπώμενη πλάτη, αναδιπλούμενα μπράτσα με μαξιλαράκι σε PU, κάθισμα με επενδυμένο μαξιλαράκι από δερματίνη και αφαιρούμενο, WC, με πλαστικό κάδο, αναδιπλούμενα πατάκια υποποδίων και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, 4 ροδάκια περιστρεφόμενα εκ των οποίων τα 2 με φρένο.

Διαστάσεις καθίσματος **L:45 x P:42 cm**

Διαστάσεις αμαξιδίου:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΑΤ.							
RC210-45	89	56	42	95	74	53	45/54
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΑΤ.							
RC210-45	45	42	49	12,5	12,5	12,5	120 k