

Γερανάκι ανύψωσης RI705



Ο γερανός ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών RI705 διαθέτει ηλεκτρικό μοτέρ TIMOTION - ΣΕΙΡΑ Arkimed και έχει μέγιστη αντοχή βάρους 150kg

Διαθέτει:

- Δομή αποσυναρμολογούμενη τετραγωνισμένη από βερνικωμένο ατσάλι
- Ροδάκια μεταφοράς στην βάση του 10 cm, τα δύο με φρένο
- Ηλεκτρικό μοτέρ μπαταρίας TiMOTION.
- Ρυθμιζόμενη βάση ως προς το πλάτος, η οποία παρέχει σταθερότητα και εύκολη πρόσβαση σε περιβάλλον με περιορισμένο χώρο.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 150 kg.
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης
- Οπτική και ηχητική ένδειξη αποφόρτισης της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο
- Αποσπώμενη μπαταρία
- Μηχανική κάθοδος έκτακτης ανάγκης

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RI705 | |
|------------------------------|---------|
| Συνολικό ύψος | 163cm |
| Μήκος βάσης | 126,5cm |
| Εξωτερικό πλάτος | 64cm |
| Υψος βάσης | 13cm |
| Άνοιγμα βάσης | 120cm |
| Μέγιστη αντοχή βάρους | 150kg |