

Γερανάκι Μεταφοράς Ασθενών

Sunlift




Sunlift



Η σειρά SUNLIFT αποτελείται από 4 μοντέλα: MICRO, MINI, MIDI και MAJOR. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν εξαιρετική στιβαρότητα χάρη στον προηγμένο σχεδιασμό όλων των κινούμενων συνδέσεων, εξαλείφοντας τυχόν "παιξίματα" και προσφέροντας μια άκαμπτη αίσθηση με το ανυψωτικό πλήρως φορτωμένο. Οι μπουκάλες ανύψωσης έχουν ενσωματωμένο ένα διπλό κουμπί ασφαλείας, φωτεινή ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας και μια ακουστική προειδοποίηση πριν από την πλήρη αποφόρτιση. Η χωρητικότητα της μπαταρίας (2.9 Amph) παρέχει εύρος χρήσης 50% υψηλότερο από το συνηθισμένο, επιτρέποντας έως και 60 διπλές χρήσεις(πάνω και κάτω).

Χαρακτηριστικά Sunlift

Διαστάσεις



	SUNLIFT Micro	SUNLIFT Mini
Ασφαλές φορτίο	130 kg	130 kg
Μέγιστο συν. μήκος (με τις ρόδες προς τα έξω)	1.010 mm	1.130 mm
Ελάχιστο συν.μήκος (με τις ρόδες προς τα μέσα)	970 mm	1.065 mm
Μέγιστο πλάτος με τα πόδια κλειστά	545 mm	545 mm
Μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) (A) (B)	1.725 mm/1.130 mm	1.870 mm/ 1.280mm
Max spreader bar height (C)	1.483 mm	1.628 mm
Min spreader bar height (χωρίς βάρος) (D)	460 mm	513 mm
Turning radius with legs open (χωρίς βάρος) (D)	1.130 mm	1.240 mm
Πόδια ανοιχτά:(E)		
Μέγιστο πλάτος (εξωτερικό)	870 mm	940 mm
Μέγιστο πλάτος (εσωτερικό)	740 mm	810 mm
Κλειστά πόδια (F)		
Μέγιστο πλάτος (εξωτερικό)	545 mm	540 mm
Μέγιστο πλάτος (εσωτερικό)	465 mm	470 mm
Συνολικό ύψος ποδιού	100 mm	100 mm
Απόσταση από το έδαφος	20 mm	20 mm
Μπροστινά ροδάκια	75 mm	75 mm
Πίσω ρόδες	100 mm	100 mm
Βάρος συναρμολόγησης ιστού, μπούμας και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων	16,6 kg	17,54 kg
Βάρος συναρμολ. βάσης	13,34 kg	13,6 kg
Βάρος μπαταριών	2,76 kg	2,76 kg



Τεχνικά χαρακτηριστικά (κοινά και για τα 4 μοντέλα)

Μπαταρίες: 2 x 12v

Χωρητικότητα μπαταριών: 2,9 Amph

Είσοδος φορτιστή: 230 v / 50 Hz 0.12 A

Έξοδος φορτιστή: 28 v 0.5 Amph

SUNLIFT Midi

150 kg

1.225 mm

1.160 mm

640 mm

1.940 mm/ 1.285 mm

1.688 mm

555 mm

1.380 mm

1.075 mm
980 mm

640 mm
540 mm

100 mm

20 mm

75 mm

100 mm

17,6 kg

15,1 kg

2,76 kg

SUNLIFT Major

175 kg

1.340 mm

1.275 mm

650 mm

2.006 mm/ 1.435mm

1.813 mm

575 mm

1.500 mm

1.185 mm
1.105 mm

650 mm
520 mm

110 mm

15 mm

75 mm

100 mm

22,75 kg

18,1 kg

2,76 kg

Common features



Τα πόδια ανοίγουν και κλείνουν πατώντας το εργονομικό πενταλ.



Χειριστήριο εξοπλισμένο με IPX4 (αδιάβροχο) και εργονομικό σχεδιασμό.



Εργονομικές λαβές ώθησης που επιτρέπουν την θέση των αγκώνων στις 90° για ευκολότερο χειρισμό.



Ιμάντες

Ιμάντες



	Quick fit sling	Quick fit sling deluxe	Access sling
Recommended use	85 % of patients	95% of patients	For easier access to toilet
Υλικό	Polyester, Padded or Net	Padded	Polyester
Μεγέθη	Medium or large	Medium	Medium
Independence level *	1 and 2	1 και 2	2 and 3
Άλλα	-	Με ή χωρίς στήριξη κεφαλιού	-

Long seat sling	
Recommended use	Ακρωτηριασμένοι ασθενείς
Υλικό	Polyester
Μεγέθη	Medium
Independence level*	1 και 2
Άλλα	-



Επιλογή του καταλληλότερου ιμάντα για κάθε περίπτωση:

	Toilet	Commode chair to bath	From chair to chair	From bed to chair	From floor to bed	From chair to commode chair
Quick fit sling	■	■	■	■	■	
Quick fit sling deluxe	■	■	■	■	■	
Access sling	■		■			■
Long seat sling	■			■	■	

*Επίπεδο ανεξαρτησίας

1 = Πλήρης ανεξαρτησία

7 = Πλήρης ανεξαρτησία



Orthostatical

Ανθέων 27, 566 26 Θεσσαλονίκη

Φανερωμένης 50 Χολαργός, Αθήνα

Tel: 210 82 56 782

email: info@orthostatical.gr

www.orthostatical.gr

Όλες οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Συμβουλευτείτε μας για τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε. Αν έχετε προβλήματα όρασης, αυτό το έγγραφο μπορεί να προβληθεί σε μορφή PDF στο www.SunriseMedical.com ή εναλλακτικά είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος σε μεγάλο κείμενο.