
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΑ



Μαξιλάρι με αεροκυψέλες για την πρόληψη κατακλίσεων, εξασφαλίζει την τέλεια κατανομή βάρους. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η εξασφάλιση της καλής ισορροπίας και σωστής στάσης του σώματος.

Περιλαμβάνει τρόμπα αέρος και ΚΙΤ επισκευής.

Διαστάσεις: 36x36 – 40x40 – 46x40 – 50x46

Ύψος: 6cm - 10cm