



## 10.73 Mini Lift



ORTHOSTATICAL  
Live with autonomy!

### MINI lift - Πτυσσόμενη Καρέκλα Μεταφοράς



Η πτυσσόμενη καρέκλα μεταφοράς **MINI lift** διευκολύνει

- ✓ κατά την μεταφορά όταν ταξιδεύετε σε
- ✓ την πρόσβαση σε περιβάλλοντα όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα τυπικά γερναάκια μεταφοράς

Η καρέκλα μεταφοράς **MINI lift** προσφέρει μεγάλη ευελιξία όταν θέλετε να μεταφερθείτε από/σε αναπηρικό αμαξίδιο και από/σε κρεβάτι, στην πολυθρόνα, στο **αυτοκίνητο** ή στην τουαλέτα.

Ως αξεσουάρ, η καρέκλα μεταφοράς **MINI lift** προσφέρει ένα ειδικό κάθισμα τουαλέτας (κωδ.15.91) για να μπει η καρέκλα απευθείας στο WC.

Η καρέκλα μεταφοράς διαιρείται σε 3 κομμάτια με μικρές διαστάσεις **85x65x30cm** για εύκολη μεταφορά.

Το συνολικό βάρος είναι περίπου 20 κιλά, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να το πάρετε μαζί σας σε ταξίδια όταν συσκευαστεί σωστά.

Η μέγιστη αντοχή βάρους του **MINI lift** είναι 120 κιλά.



ORTHOSTATICAL  
REHABILITATION PRODUCTS • WHEELCHAIRS • ORTHOPEDICS  
Live with autonomy!



## 10.73 Mini Lift



**ORTHOSTATICAL**  
Live with autonomy!



Με το **MINIlift**  
κατευθείαν  
από το  
**κρεβάτι ...**



... στο  
αναπηρικό  
**αμαξίδιο...**



...ή στην  
**πολυθρόνα**



**ORTHOSTATICAL**  
REHABILITATION PRODUCTS • WHEELCHAIRS • ORTHOPEDICS

Live with autonomy


ή στο  
**αυτοκίνητο ...**



... ή με τον κωδικό  
15.91 στην  
**τουαλέτα ...**



**Εύκολα και απλά** προσαρμόσιμα



**Μικρό**  
Μπορεί να  
αποσυναρμολογηθεί  
για εύκολη  
μεταφορά

Αθήνα: Φανερωμένης 50, 155 62, Χολαργός,  
Τ. 210 8256748 F. 210 8256782

E info@orthostatical.gr | www.orthostatical.gr