

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ RAMPEGA & DRIVE 18.92



Το Rampega & Drive είναι ένα καινοτομικό ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει τη θέση του οδηγού έτσι ώστε ο χρήστης του αμαξιδίου να μπορεί να οδηγήσει το αυτοκίνητο από το Rampega του! Διαθέτει ειδικό μηχανισμό που κλειδώνει το αμαξίδιο, αυτόματα και χειροκίνητα, το οποίο κλειδώνει όταν το Rampega βρίσκεται στη θέση του οδηγού!

Ο σκελετός του είναι από επιχρωματισμένο ατσάλι. Διαθέτει περιμετρικό επενδεδυμένο κάθισμα ουρεθάνης-ρητίνης, με αποσπώμενο κάλυμμα λίκρα. Το κάθισμα ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε ύψος από 40cm έως 58cm από το έδαφος. Η ρύθμιση αυτή προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα: άριστη ορατότητα μέσα από το αυτοκίνητο, εύκολη προσέγγιση σε κάποιο

τραπέζι, σε γραφείο, σε νιπτήρα κλπ. Διευκολύνει επίσης τη μεταφορά από το αμαξίδιο προς το κρεβάτι, σε καρέκλα, σε καναπέ, στο μπάνιο.

Διαθέτει ανακλινόμενη πλάτη και ενσωματωμένο προσκέφαλο για το κεφάλι και χειρολαβές που έχουν προσαρμοστεί για να πετύχουν έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο του κορμού.

Τα επενδεδυμένα μπράτσα προσαρμόζονται στο ύψος και μπορούν να κατέβουν μέχρι το επίπεδο του καθίσματος.

Τα υποπόδια είναι ρυθμιζόμενα, περιστρεφόμενα και αποσπώμενα.

Διαθέτει ειδική ζώνη για στήριξη της γάμπας.

Ηλεκτρονικό χειριστήριο με joystick

Φωτεινό display με τις ακόλουθες ενδείξεις: κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, πιθανά λάθη, κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ

Δύο μοτέρ 160W με ηλεκτρομαγνητικό φρένο παρκαρίσματος και πίσω μοχλός για μετατροπή από ηλεκτρικό σε χειροκίνητο

Δύο μπαταρίες 32 A

Αυτόματος φορτιστής μπαταρίας ξεχωριστό από το αμαξίδιο

Δύο μπροστινά λάστιχα φουσκωτά 200x 50 mm.

Δύο πίσω λάστιχα φουσκωτά 300 x 60 mm.

Διαθέσιμα μεγέθη: 40-45 cm

Το ηλεκτρονικό χειριστήριο δύναται να τοποθετηθεί στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του αμαξιδίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 18.92	
Ύψος (με πλάτη)	84-96 cm
Μήκος με υποπόδια	102cm
Μήκος χωρίς υποπόδια	73 cm
Ύψος Καθίσματος (με μπράτσα πλαϊνά)	44-62cm
Ύψος καθίσματος (από έδαφος)	43-57cm
Πλάτος καθίσματος	40cm, 45cm
Πλάτος καροτσιού	56cm, 61 cm

Βάθος καθίσματος	36-52cm
Υψος πλάτης	42cm
Υψος πλάτης με προσκέφαλο	66-140cm
Ανακλιση υποποδίων	39-60cm
Βάρος	78kg
Αυτονομία	40km

