
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 19.98N NEW SPACE 1



Το Space 1 είναι ένα από τα πιο ενισχυμένα ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια με πίσω κίνηση, ιδανικό για να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις. Χάριν στον εργονομικό του σχεδιασμό και στις compact διαστάσεις του μπορεί να εξυπηρετήσει με ιδιαίτερη άνεση και άτομα που κινούνται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.

Πίσω από τον μοντέρνο σχεδιασμό «κρύβονται» τεχνικές λύσεις και καινοτομίες. Το κάθισμα και η πλάτη του Space 1 ρυθμίζονται σε βάθος και ύψος από 40 ως 52cm με τους ειδικά διαμορφωμένους ιμάντες που διαθέτουν.

Το κάθισμα και η πλάτη είναι καλυμμένα με ειδικό κάλυμμα lycra που αφαιρείται εύκολα. Η πλάτη μπορεί να διπλώσει προς τα εμπρός με ρυθμιζόμενη κλίση ως 20° και το κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί ως 16° προς τα πίσω. Τα πλαϊνά στηρίγματα χεριών είναι επενδεδυμένα από μαλακό υλικό και ρυθμίζονται σε ύψος, σε βάθος και αποσπώνται. Τα πλαϊνά προστατευτικά του καθίσματος ρυθμίζονται σε πλάτος μέχρι 7 cm από το βασικό πλάτος του σκελετού. Τα υποπόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος και γωνία και αποσπώνται εύκολα. Το Space 1 διαθέτει αυξημένης πίεσης φουσκωτές ρόδες, 2 μοτέρ 350 Watts, 2 μπαταρίες 65Ah, χειριστήριο Joystick και ηλεκτρονική ισχύος 80Ah και πλήρες σύστημα φωτισμού (φώτα πορείας και φλας). Τα φώτα πορείας είναι αναδιπλούμενα για την εύκολη μεταφορά του χρήστη στο αμαξίδιο.

Εξοπλισμένο με φορτιστή μπαταριών 8Ah.
Διαθέτει 5 επίπεδα ταχύτητας με μέγιστη ταχύτητα 12 km.
Αυτονομία 5 ώρες κανονικής πορείας (με μια πλήρη φόρτιση).
Μέγιστη αντοχή βάρους 120 kg.
Διαθέσιμα σε 3 μεγέθη (καθίσματα) 36cm junior, 42cm, 46cm.

Το Space 1 διαθέτει μια πλήρη γκάμα επιλογών :

Ηλεκτρική ανάκλιση πλάτης (συμπεριλαμβάνεται και το προσκέφαλο) 14.92S
Μπροστινή κίνηση 13.25N
Ανεξάρτητη ανακλίση των υποποδίων 14.74ES
Ηλεκτρική ανάκλιση καθίσματος ως 25° 13.22S
Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος καθ' ύψος ως 35 cm 13.27N

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 19.98N	
Υψος (με πλάτη)	84-99cm
Μήκος με υποπόδια	105cm
Μήκος χωρίς υποπόδια	77 cm
Υψος Καθίσματος (με μπράτσα πλαϊνά)	70-75 cm
Υψος καθίσματος (από έδαφος)	50 cm
Πλάτος καθίσματος	36cm -42cm -46cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	120 kg
Ακτίνα περιστροφής	120 cm
Πλάτος καροτσιού	65 cm

Βάθος καθίσματος	40-52 cm
Υψος πλάτης	31cm-46cm
Κλίση πλάτης	90°-105°
Δυνατότητα ανάβασης κλίσης	16°
Ανάβαση πεζοδρομίου	6 cm
Βάρος	116kg
Αυτονομία	45km