
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ HS-5600



Το HS-5600 είναι ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου. Διαθέτει ένα άνετο και πολυτελές κάθισμα και προσφέρει εξαιρετικά ομαλή οδήγηση. Το χειριστήριό του είναι εύκολο στη χρήση και ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Περιλαμβάνει φορτιστή που αποθηκεύεται εύκολα στο αμαξίδιο για να τον έχει ο χρήστης πάντα μαζί του, συμπαγείς ρόδες, πτυσσόμενη πλάκα υποποδίων, ζώνη ασφαλείας και anti-tip για μεγαλύτερη ασφάλεια. Διατίθεται σε χρώμα κόκκινο, ασημί και μπλε.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου HS-5600 είναι τα εξής:

- Μέγιστη ταχύτητα 8 kmph/ 5 mph
- Μέγιστη αντοχή βάρους 180 kg
- Ανακλινόμενο κάθισμα 20'' με ζώνη ασφαλείας
- Περιστρεφόμενο χειριστήριο (joystick)
- Εύκολη μετατροπή του ηλεκτρικού αμαξιδίου σε χειροκίνητο με ένα λεβιέ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HS-5600	
Συνολικό μήκος	113,5cm
Συνολικό πλάτος	63,5cm
Συνολικό ύψος	118,5cm
Ρόδες μπροστά	23cm
Ρόδες πίσω	36cm
Μέγιστη ταχύτητα	8km/H
Βάρος προϊόντος	102kg
Μέγιστη αντοχή βάρους	181kg
Καμπύλη αναρρίχησης	5cm
Ακτίνα περιστροφής	79cm
Πλάτος καθίσματος	50cm
Μοτέρ	420W
Αυτονομία	24km
Μπαταρία	12V x2, 50Ah