

---

## **ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ BE FREE POWER**

---



Το πτυσσόμενο αναπηρικό αμαξίδιο είναι σχεδιασμένο έχοντας στο νου τις ειδικές και πρακτικές ανάγκες των χρηστών του. Συνδυάζει μία συμπαγή κατασκευή και σύγχρονα υψηλή τεχνολογίας ηλεκτρονικά με την ασφάλεια και την απόδοση.

Το αναπηρικό αμαξίδιο Be Free Power chair είναι κατασκευασμένο από αλουμινένιο σκελετό, επιχρωμιωμένο. Έχει αναδιπλούμενο σκελετό και αδιάβροχη νάilon ταπετσαρία. Το υποβραχιόνιο είναι περιστρεφόμενο και ρυθμιζόμενο και έχει μαλακό μαξιλάρι βραχίονα από πολυερούθάνη. Τα υποπόδια είναι περιστρεφόμενα και ρυθμιζόμενα στο ύψος και είναι πλαστικά με ιμάντα στήριξης. Περιλαμβάνει μπροστινά συμπαγή ροδάκια 8'' και πίσω mag φουσκωτούς τροχούς 12 ½ . Με ασφαλή φρένα και ροδάκια anti-tip, με ηλεκτρικό κινητήρα και εργονομικό χειριστήριο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BE FREE POWER	
Συνολικό ύψος	91,5cm
Συνολικό μήκος	102cm
Συνολικό πλάτος	64cm
Υψος υποβραχιόνιου	73-83cm
Πλάτος καθίσματος	50cm
Πλάτος διπλωμένου οχήματος	35cm
Μοτέρ	200W * 2
Μέγιστη ταχύτητα	6 km/H
Μοτέρ	24V
Αναρριχητική κλίση	≤8°
Μπαταρίες	2*12V 20Ah
Μέγιστη αντοχή βάρους	120kg
Βάρος αμαξιδίου	46kg