

## **ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 18.70 Hi-Lo Vario**



**Το νέο ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο-ορθοστάτης πρωτοπορεί και ήρθε για να σας δώσει πλήρη ανεξαρτησία στις καθημερινές ασχολίες**

Ο απαραίτητος «συνεργάτης» για την καθημερινότητα σας πρωτοπορεί γιατί συνδυάζει 6 κινήσεις στον βασικό εξοπλισμό του:

- Η πλάτη και τα υποπόδια έχουν ηλεκτρική ανάκληση
- Πραγματοποιεί την κίνηση Trendelemburg-Antitrendelemburg
- Πραγματοποιείται ηλεκτρική ανάκληση ολόκληρου του καθίσματος
- Πραγματοποιείται ηλεκτρική ανάκληση του καθίσματος προς τα εμπρός
- Το κάθισμα αυξομειώνει το ύψος ηλεκτρικά από 50-89εκ
- Έρχεται σε όρθια κάθετη θέση 90°

## **Πρόληψη & Αποκατάσταση**

Το 18.70 Hi-Lo Vario ικανοποιεί κάθε ανάγκη που μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα με βαριές νευρολογικές παθήσεις. Χάρη στα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά του καταφέρει και συνδυάζει την πρόληψη με την αποκατάσταση.

## **Πλεονεκτήματα**

- Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος
- Βελτιώνει και ρυθμίζει την λειτουργία του πεπτικού συστήματος
- Μειώνει την εμφάνιση και την επιδείνωση της οστεοπόρωσης
- Βελτιώνει και ενδυναμώνει τους μύες
- Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης αγκυλώσεων

## **Χαρακτηριστικά**

Η δομή του είναι έτσι κατασκευασμένη από σταθερό σκελετό με φουσκωτές ενισχυμένες ρόδες για να κινείστε άνετα και με ασφάλεια μέσα και έξω από το σπίτι. Το 18.70 Hi-Lo Vario προσφέρει άνεση και ασφάλεια στον χρήστη για διαδρομές σε ανώμαλες επιφάνειες.

- Ο σκελετός ουσιαστικά ακολουθεί την κάθε κίνηση του χρήστη καθώς το πλάτος και το βάθος του καθίσματος προσαρμόζεται και ρυθμίζεται για τον καθένα ατομικά
- Το κάθισμα και η πλάτη του αμαξιδίου έχουν ιμάντες που επιτρέπουν να ακολουθούν την σωματική διάπλαση και τις κινήσεις του χρήστη
- Είναι επενδυμένα με ενισχυμένα bucket μαξιλάρια από ελαστικό ημιαδιάβροχο υλικό
- Οι μπροστά τροχοί «ανοίγουν» αυτόματα ώστε να αυξάνεται η σταθερότητα κατά την πραγματοποίηση των κινήσεων
- Το προστατευτικό γονάτων ρυθμίζεται σε πλάτος, ύψος και βάθος και αποσπάται εύκολα με μηχανισμό εύκολης απόσπασης
- Το προσκέφαλο είναι ρυθμιζόμενο στο ύψος και στο βάθος για την καλύτερη θέση του κεφαλιού
- Τα πλαϊνά προστατευτικά ρυθμίζονται σε γωνία και ανασηκώνονται για την μεταφορά σας πολύ εύκολα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 18.70	
Υψος με πλάτη	92-102cm
Μήκος	116cm
Υψος καθίσματος	52-76cm
Πλάτος καθίσματος	36-42-46cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	120kg
Πλάτος καροτσιού	66cm
Βάθος καθίσματος	40-52cm
Υψος πλάτης	40-50cm
Κλίση πλάτης	90o - 180o
Δυνατότητα ανάβασης κλίσης	16o
Ανάβαση πεζοδρομίου	4cm