

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 18.68E



Το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο-ορθοστάτης είναι κατασκευασμένο από ατσάλι ακρυλικής βαφής και έχει επενδεδυμένο κάθισμα με ταπετσαρία από συνθετικό υλικό το οποίο πλένεται εύκολα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

- Το πλάτος του καθίσματος ρυθμίζεται από 42cm μέχρι 52cm
- Ρύθμιση βάθους καθίσματος
- Ρύθμιση ύψους πλάτης και γωνίας
- Ρύθμιση του ύψους των υποποδίων
- Προστατευτικό για τα γόνατα αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο σε 4 θέσεις

- Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού χειριστηρίου στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά του αμαξιδίου
- Ρύθμιση του ύψους και βάθους των μπράτσων (πλαινών στηριγμάτων)
- Αποσπώμενα μπράτσα για εύκολη μεταφορά
- Σύστημα το οποίο επιτρέπει στον ορθοστάτη να κινηθεί χωρίς ηλεκτρικό μηχανισμό
- Ζώνη στήριξης κορμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 18.68E	
Υψος	90-102cm
Μήκος	105cm
Υψος μπράτσου	70-80cm
Υψος καθίσματος	50cm
Πλάτος καθίσματος	40-52cm
Μέγιστη αντοχή βάρους	120kg
Μέγιστη κλίση	10°
Καμπύλη	100cm
Πλάτος	60-64cm
Υψος πλάτης	40-55cm
Πίσω κλίση	90° – 102°
Βάρος	84kg
Ταχύτητα	7km/h
Μπαταρίες	2x 40Ah
Μοτέρ	160W, 24V