

# HS-559 Deluxe Mobility Scooter

Ευέλικτη μετακίνηση με μεγάλη αυτονομία!



Μέγιστη ταχύτητα 12 km/h

Αυτονομία 42,5km/h

Μέγιστη αντοχή βάρους 136 kg

Μπροστινές και πίσω ρόδες 290 mm/11"

Καθρέφτης για πίσω ορατότητα και πλήρες σύστημα φώτων

Κάθισμα περιστρεφόμενο τύπου "Mid-Back" και προσκέφαλο ρυθμιζόμενο σε βάθος

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος	1200 mm
Πλάτος	628mm
Ύψος	1190 mm
Μπροστινές ρόδες	290 mm
Πίσω ρόδες	290 mm
Βάρος ( χωρίς τις μπαταρίες)	96,4 kg
Μέγιστη ταχύτητα	12kmph
Μέγιστη αντοχή βάρους	136 kg
Ύψος από το έδαφος	60 mm
Μέγιστη κλίση	10°
Ανάβαση πεζοδρομίου	50 mm
Ακτίνα περιστροφής	1540 mm
Αναρτήσεις	Μπροστά κ πίσω
Φρένα Ηλεκτρομαγνητικά	Ηλεκτρομαγνητικά
Τύπος καθίσματος	Ρυθμιζόμενο με προσκέφαλο
Πλάτος καθίσματος	455 mm
Μοτέρ	700w
Μπαταρίες	(2) 24V.50 Ah
Βάρος μπαταριών	31,3 kg
Αυτονομία	42,5 km

